

(CYCLUS 2)

### Cycle individuel

Unité de contrôle compacte



Système de freinage haute performance

- La suspension élastique et le support adaptable à tout type de bicyclette procurent une sensation de pédalage réaliste

### Tests multiples

Test progressif

PWC Test

Test anaérobique Wingate

Test de force maximale isokinétique

Test de RPM maxi

PI-Test

- Analyse de performance haute précision pour le sport pro ou amateur avec impression couleur directe

### Simulation de training

force

durée

rapidité



- Concept d'entraînement idéal à protocole entièrement personnalisable:  
Ex. sinusal, puissance, force, pente, sprint training, simulateur de parcours



La  
meilleure  
connection  
entre  
entraînement  
et  
succès

(CYCLUS 2: Etalon de Test et d'entraînement

Scientifiques de médecine du sport, entraîneurs et athlètes s'unissent pour une recherche de performance absolue. Une simulation réaliste du terrain est indispensable pour un entraînement efficace et motivant, un diagnostic de performances précis et complet. La route du succès passe par le cyclus 2.

Grâce à son système de frein électromagnétique haute performance, son support adaptable à tout type de vélo et son pupitre de commande intuitif, le cyclus 2 constitue la parfaite combinaison de TEST et d'entraînement pour les coureurs de toute discipline (coureurs sur route, VTT, triathlètes, handibiker), jeunes ou adultes.

RBM elektronik-automation GmbH  
Engertstraße 31 · D-04229 Leipzig  
Telephon: +49 (0) 341 47 83 95 00  
Fax: +49 (0) 341 47 83 95 07

[www.cyclus2.de](http://www.cyclus2.de)

Email: [cyclus2@rbm-elektronik.de](mailto:cyclus2@rbm-elektronik.de)

